

aks-decubiflow® 2000

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse

Von der Standard- zur Premiumklasse, der Unterschied liegt im Detail. flow-air® -Belüftung und damit das Wohlbefinden des Patienten spielen jeweils eine wichtige Rolle.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 2000

- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, stabile umklappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige für Betriebsbereitschaft
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 Zellen einzeln austauschbar, davon 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung
- 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex (BEFT)-Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoffunterlage
- CPR-Ventil zur schnellen Entlüftung der Matratze
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat



Patientengewicht 40 kg bis 120 kg

Dekubitusgrad bis inkl. Grad II (nach EPUAP)

Bestell-Nummern

aks-decubiflow® 2000 21300

Ersatzaggregat 21301

Ersatzmatratze inkl. Überzug 21305

HMV-Nummern

aks-decubiflow® 2000 11.29.04.3002

decubiflow® 2000