


aks-decubiflow® 11

Die Basisversorgung
für Risikopatienten

Dieses kleinzellige Basisprodukt erfüllt grundlegende Anforderungen eines Wechseldruckauflagesystems. Funktional und preiswert. Es ist wahlweise in zwei Ausführungen mit Standard- oder flow-air® - Auflage mit belüfteten Zellen lieferbar.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 11

- einfache Bedienung: Schalter zur Umstellung auf Patientengewicht und Matratzentyp, stabile umklappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett
- Zyklusdauer 6 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- bei flow-air®: 30 belüftete Waben mit je zwei Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Wabenhöhe 6,35 cm
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoffunterlage



flow-air®

standard

Patientengewicht 45 kg bis 120 kg

Dekubitusgrad Prophylaxe

Bestell-Nummern

aks-decubiflow® standard 02001

Ersatzmatratze standard 02201

aks-decubiflow® flow-air® 02002

Ersatzmatratze flow-air® 02101

Ersatzaggregat 02000

HMV-Nummern

aks-decubiflow® 11 standard 11.11.04.2113

aks-decubiflow® 11 flow-air® 11.11.04.2114

decubiflow®