

# aks-decubiflow® 500

Hochzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis einschließlich Grad IV nach EPUAP

Dieses mikroprozessorgesteuerte Wechseldrucksystem ist mit 20 hochwertigen Zellen mit 20 cm Höhe für „schwere Fälle“ bis 150 kg Patientengewicht, besonders für die Schmerztherapie, geeignet.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 500

- mikroprozessorgesteuertes Wechseldrucksystem mit variablen Zykluszeiten und intelli-static-Funktion
- Mit der stufenlosen Regelbarkeit sind variable Zykluszeiten bis 20 Minuten und variable Druckwerte bis zum maximalen Druck von 60 mmHg möglich. So sind Druck und Zyklus individuell auf den Patienten einstellbar.
- Besonders für Schmerzpatienten geeignet durch die intelli-static-Funktion
- Optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust unterstützen die Sicherheit in der Pflege.
- geschlossenes Matratzensersatzsystem
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 20 hochwertige Zellen aus PU, einzeln austauschbar, davon 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Zellenhöhe 20 cm
- Bi-elasto Flowtex Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- sichere und hochwertige CPC-Einraststeckverbindung
- vier elastische Gurte an der Matratzenunterseite zur Fixierung



Patientengewicht 40 kg bis 150 kg

Dekubitusgrad bis inkl. Grad IV (nach EPUAP)

Bestell-Nummern  
aks-decubiflow® 500 25001  
Ersatzaggregat 25003  
Ersatzmatratze inkl. Überzug 25002

HMV-Nummern  
aks-decubiflow® 500 11.11.04.2066

# decubiflow®

# 500