


aks-Rollstuhlsitzkissen



Die Herausforderung:
Für jeden Fall die passende Lösung
Das Ergebnis:
Das aks-Konzept Rollstuhlsitzkissen



aks-maxisit



HMV-Nr.
11.11.01.3059

Das Schaumstoff-Würfelkissen für die Grundversorgung von Rollstuhlfahrern, die mobil genug sind, sich immer wieder anders zu positionieren. Die richtige Stauchhärte des Kissens und die Würfelstruktur gewährleisten dabei gleichbleibend gute Druckverteilung und geringe Scherkräfte. Bezug aus PU-inko-air.
Abmessung: 42 x 42 x 9 cm
Patientengewicht bis 120 kg


aks-variosit-I und II

Eine optimale Druckverteilung kann bei unterschiedlichen Personengewichten realisiert werden. Deshalb hat aks zwei Sitzkissen im Programm. aks-variosit-I für Rollstuhlfahrer bis 70 kg und variosit-II für Personen ab 70 kg. Die einzeln herausnehmbaren Würfel sind so angeordnet, dass der Gesäßbereich druckentlastet und die Randzonen stabilisiert werden. Bezug aus PU-inko-air.
Abmessung: 42 x 42 x 9 cm



HMV-Nr.
11.11.01.3060

aks-multisit



Rollstuhlfahrer mit niedrigem Körpergewicht oder wenig Mobilität, benötigen eine Sitzfläche geringerer Stauchhärte. Beim aks-multisit sorgen die auf einer Sitzwanne angeordneten weichen Würfel für optimale Druckverteilung. Die Wanne aus festem Schaumstoff garantiert die nötige Unterstützung. Zwei Mulden an der Vorderseite führen die Oberschenkel. Jeder Würfel ist einzeln entnehmbar, um Körperstellen mit Dekubitus therapieren zu können. Bezug aus PU-inko-air.
Abmessung: 42 x 42 x 10 cm
Patientengewicht bis 90 kg

aks-gelsit


Gelkissen für Rollstuhlfahrer, die eine bewährte Druckverteilung, Robustheit und Langlebigkeit bei gutem Preis/Leistungsverhältnis wollen. Das 2,5 cm dicke, schnittfeste Vollgel-Kissen erfüllt diese Anforderungen. Bezug aus PU-inko-air.
Abmessungen: 40 x 40 x 2,5 cm
42 x 45 x 2,5 cm
Patientengewicht bis 100 kg



HMV-Nr.
11.11.02.0039

aks-softgelsit

In diesem Kissen findet der Rollstuhlfahrer zwei Vorteile vereinigt: Oberschicht aus bewährtem PU-Gel mit verringerter Dicke und anatomisch geformten Mulden im Gesäßbereich. Unterschicht aus Schaumstoff für stabilen Sitzkomfort. Das Gesamtgewicht des Kissens wird wirksam verringert. Der fest verbundene Bezug aus Neopren garantiert faltenfreien Sitz.
Abmessungen: 40 x 40 x 6 cm
43 x 45 x 6 cm
Patientengewicht bis 110 kg



HMV-Nr.
beantragt

made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de